

HUPFER

we make work flow



MAGGIORE VELOCITÀ NELL'AREA DI CONFEZIONAMENTO

Nastri trasportatori medicali
di Hupfer



Scansiona il codice
QR per maggiori
dettagli!

COMPAGNI PERFETTI

I componenti del sistema possono essere aggiunti al nastro trasportatore in base alle esigenze. I prodotti coordinati garantiscono la massima efficienza.



DISTRIBUTORE DI CESTI

Realizzati interamente in acciaio inossidabile di alta qualità e rispettano i più elevati standard igienici. Inoltre, le molle regolabili per la sospensione della piattaforma assicurano la massima ergonomia. Il dispositivo è inoltre protetto dagli urti grazie ai paracolpi presenti in ogni angolo.



Scopri di più!

TAVOLO DI CONFEZIONAMENTO

Controllo, smistamento, pulizia, imballaggio: i tavoli di confezionamento riuniscono diverse attività in un'unica postazione di lavoro.

Per questo motivo, devono soddisfare requisiti molto elevati in termini di sicurezza, funzionalità ed ergonomia. Con Hupfer, siete sempre al sicuro.



Scopri di più!



CARRELLI DI TRASPORTO PER MATERIALI STERILI

I carrelli di trasporto Hupfer trasportano in sicurezza i materiali sterili da un punto all'altro. Le porte a battente, che possono essere aperte con una sola mano, si aprono fino a 270°. A tale scopo, il carrello è adatto ai tunnel di lavaggio ed è ben protetto da un paracolpi perimetrale.



Scopri di più!



SISTEMA DI TRASPORTO HUPFER

SU MISURA PER LE VOSTRE ESIGENZE



Con il nastro trasportatore Hupfer, potete accelerare il processo a catena. Il sistema trasporta i cestelli dall'area di scarico della lavastrumenti alle aree di confezionamento e, da lì, alle aree di sterilizzazione. Questo non solo velocizza il trasporto manuale dei cestelli pieni e vuoti, ma ottimizza l'intero ciclo dei materiali sterili. La cosa migliore? Il sistema di trasporto può essere personalizzato in base alle vostre esigenze.



**CLICCA QUI PER MAGGIORI
INFORMAZIONI!**



REFERENZA

L'OBIETTIVO

L'obiettivo era risparmiare tempo e denaro. Per ridurre il numero di trasporti manuali da e verso i tavoli di confezionamento, i processi esistenti dovevano essere automatizzati. Inoltre, la soluzione doveva alleggerire il carico degli operatori durante il trasporto di strumentario pesante.

IL CONCETTO

Hupfer ha posizionato un nastro trasportatore appositamente configurato per soddisfare le esigenze del cliente al centro della stanza selezionata. A seconda dell'installazione, i tavoli di confezionamento sono disposti su uno o entrambi i lati del nastro trasportatore. Ciò consente a più operatori di preparare i set di strumentari per la sala operatoria in sequenza, senza dover trasportare manualmente gli strumenti nelle varie postazioni di lavoro. Dopo la pulizia, gli strumenti vengono posizionati nei cestelli sul nastro trasportatore, suddiviso in tre sezioni. Questo li porta automaticamente ai tavoli di confezionamento collegati. *(vedi step 1).*


Gli strumenti vengono assemblati secondo le specifiche richieste, integrati con strumenti speciali e fissati nel cestello in modo da evitare danni. *(vedi step 2).*


Il nastro trasportatore conduce il cestello al terzo tavolo di confezionamento, dove gli strumenti vengono confezionati. *(vedi step 3).*

Alla fine del nastro è posizionato un distributore di cesti Hupfer. Il cestello per materiali sterili può essere inserito in una rastrelliera Hupfer (per unità più piccole) o in un carrello di trasporto per materiali sterili (per unità più grandi). *(vedi step 4).*

PROFILO DEL PROGETTO

L'ospedale ha contattato Hupfer per valutare il potenziale di ottimizzazione nell'unità di ri-condizionamento dei dispositivi medici. Dopo un'ampia consulenza da parte del nostro partner, l'area disponibile è stata analizzata e attrezzata in modo ottimale con prodotti Hupfer. Anche dopo un lungo periodo di utilizzo, il nostro cliente è ancora estremamente soddisfatto della qualità e del tempo risparmiato grazie all'ottimizzazione con Hupfer.





STEP 1

Gli strumenti arrivano puliti nei cestelli dalla lavastrumenti.



STEP 2

Preparazione del set di strumenti richiesto per la sala operatoria.



STEP 3

Confezionamento degli strumenti.



STEP 4

I cestelli per materiali sterili vengono preparati per il trasporto alla sterilizzazione.

INTERESSATI A SAPERNE DI PIÙ? PARLIAMONE!



Puoi trovare molte altre
informazioni sul nostro
sito web.

Scansiona il codice QR
per maggiori dettagli!

Siamo lieti di consigliarvi.
Contattateci ora per fissare un appuntamento!

Hupfer Italia
Via Luigi Settembrini 32/30A
Lainate (MI) 20045
Tel.: +39 029373220
info@hupferitalia.com · www.hupfer.com

HUPFER
we make work flow