

Jeu d'étagères Norm 5 avec tablette pleine

Fiche technique de l'article N5GS11004001200 | BGN 1/2-200 P

HUPFER
we make work flow

Caractéristiques techniques



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

| | |
|---|-------------------------|
| Dimension modulaire : | 150 mm |
| Huella de CO₂ (TM65 Basic Report) | 211 kgCO ₂ e |
| Poids : | 22 kg |
| Largeur : | 1100 mm |
| Profondeur : | 400 mm |
| Hauteur : | 1200 mm |

Bac gastroNorm pour le stockage, le transport et la distribution de mets chauds et froids.

Récipient embouti à structure hygiénique en acier inoxydable haut de gamme de 0,8 mm. Parois latérales et fond avec perforation \varnothing 3 mm. Récipient conforme à Gastro Norm EN 631 et DIN 66075.

Le récipient Gastronorm Hupfer BGN 1/2-200 P peut être utilisé dans la préparation des aliments, par exemple pour la cuisson sous pression et à la vapeur, mais servir aussi à transporter, stocker et distribuer de manière hygiénique des aliments chauds et froids de toute sorte.

Date de consultation : 24.02.2026, 02:24:15 Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer