

Jeu d'étagères Norm 5 avec tablette pleine

HUPFER
we make work flow

Fiche technique de l'article N5GS18006001200 | SteriKo StE-1/1 600/292/260
ERGO.KG

Caractéristiques techniques



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

| | |
|---|-------------------------|
| Huella de CO₂ (TM65 Basic Report) | 414 kgCO ₂ e |
| Poids : | 44 kg |
| Largeur : | 1775 mm |
| Profondeur : | 600 mm |
| Hauteur : | 1200 mm |

Panier de stérilisation pour le transport, le stockage et la mise à disposition de produits stériles dans des emballages souples, également adapté pour recevoir le panier de liaison Hupfer.

Panier en acier inoxydable de haute qualité, poli par électrolyse, approprié pour les installations de lavage et de stérilisation. Grâce aux deux poignées rabattables longitudinales, les paniers peuvent être empilés les uns dans les autres (lorsqu'ils sont vides, par exemple dans l'appareil de lavage et de désinfection) ou les uns sur les autres (lorsqu'ils sont remplis). Les poignées rabattables servent de glissières pour une manipulation particulièrement ergonomique lors de l'empilage des paniers. Cela empêche en même temps que le panier empilé sur le dessus n'endommage l'emballage souple dans le panier en dessous en cas de tassement.

Date de consultation : 06.02.2026, 01:30:52 Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer