


Cestello per attrezzi sterili 1/3StE

HUPFER
we make work flow

Scheda tecnica dell'articolo 7501863 | SteriKo StE-1/3 600/292/097 ERGO KG

Dati tecnici



Peso:	1 kg
Larghezza:	600 mm
Profondità:	292 mm
Altezza:	97 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Cesto per materiali sterili per il trasporto, lo stoccaggio e la preparazione di materiali sterili in imballaggi morbidi, adatto anche per contenere il setaccio a rete Hupfer.

Cesto in acciaio inox di alta qualità, elettroliticamente lucido, adatto per l'uso in impianti di lavaggio e sterilizzazione. Grazie a due manici pieghevoli sui lati lunghi, i cesti possono essere impilati a scelta uno dentro l'altro (a vuoto, ad esempio, nel dispositivo di pulizia e disinfezione) o uno sopra l'altro (a pieno). I manici pieghevoli fungono da guida per una gestione particolarmente ergonomica durante l'impilamento dei cesti. Allo stesso tempo, si evita che il cesto impilato sopra danneggi l'imballaggio morbido nel cesto sottostante a causa di un cedimento.

- **Materiale:** Acciaio inossidabile lucido - garantisce un'alta durata e resistenza alla corrosione.
- **Rivestimento superficiale:** Superficie liscia e igienica - facilita la pulizia e promuove i più elevati standard di igiene.
- **Costruzione robusta:** Struttura stabile - garantisce affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano.
- **Applicazione versatile:** Ideale per catering e logistica medica - supporta processi efficienti in vari settori.

Data della richiesta: 22.02.2026,
06:38:51

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer

Cestello per attrezzi sterili 1/3StE

HUPFER
we make work flow

Scheda tecnica dell'articolo 7501863 | SteriKo StE-1/3 600/292/097 ERGO KG

- **Design ergonomico:** Maneggevolezza user-friendly - ottimizza il flusso di lavoro e aumenta l'efficienza.

Data della richiesta: 22.02.2026,
06:38:51

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer