

Sterilgut Ver- und Entsorgung

- mit dem HUPFER® Container- und Sterilguttransportwagen schließen Sie Ihre Prozesskette!



Dieser Transportwagen verbindet den Transport von Sterilgütern und OP-Verbrauchsmaterialien. Durch die neu zusammengestellte Innenaufteilung sind sie noch flexibler, wenn es um den Transport von Instrumenten oder Verpackungen geht, die größer sind als ein StE Container oder Korb.

Für noch mehr Flexibilität haben wir den neuen CSTWS 9 im Programm. Dieser ist ausgestattet mit zwei Fächern. In einem Fach können Geschlossene Auflagen eingehängt werden, die eine Aufnahme von 2 StE nebeneinander ermöglichen oder größeres Sterilgut aufnehmen können. Das zweite Fach ist mit Einschubschienen (L-Form) versehen, auf denen Sterilgutcontainer oder Sterilgutkörbe platziert werden können. Sowohl die Auflagen als auch die L-Schienen sind innerhalb des Wagens höhenverstellbar, so daß der Wagen noch individueller an die darin zu transportierenden Güter anpaßbar ist.

Vorteile und Nutzen im Überblick

- Umfangreiches Ausstattungs- und Zubehörprogramm.
- Einschubschienen und Auflagen höhenverstellbar.
- Türen in geschlossener und arretiert geöffneter Position stoßgeschützt.
- Vertikale Schiebegriffe für ergonomisches Handling.



Abmessungen B x T x H in mm	Abmessungen Korpus licht in mm
1285 x 751 x 1471	1045 x 650 x 1126

Zur einwandfreien, hygienischen Reinigung können sowohl Auflagen, L-Schienen als auch die Trägerholme werkzeuglos aus dem Wagen entnommen werden.

Alle Angaben / Maße sind Ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten. © HUPFER® 2012.

HUPFER® Metallwerke GmbH & Co. KG

Dieselstraße 20 · D-48653 Coesfeld · Postfach 1463 · D-48634 Coesfeld · Tel.: +49 (0) 25 41/805-0 · Fax: +49 (0) 25 41/805-369 · info@hupfer.de · www.hupfer.de